



Skedco, Inc.

Web Site: <http://www.skedco.com> • E-mail: skedco@skedco.com

P.O. Box 3390 • Tualatin, Oregon 97062 USA

10505 SW Manhasset Drive • Tualatin, Oregon 97062 USA

Phone (503) 691-7909 • FAX (503) 691-7973

FAQS

PREGUNTAS FRECUENTES

What does "SKED" stand for?

Qué significa "SKED"?

Though we spell it with capital letters, SKED is not an acronym. It came from fusing two words: "Sled" and "Skid". The early idea behind the product was that it was a SLED that SKIDDED across all types of terrain. Initially, the SKED was used as a game carrier to tote wild game back to a hunter's camp. It has since morphed into the life-saving device that's used today across the globe. Like many iconic products that are the first of its kind in the market, the brand has come to epitomize the thing itself. The original SKED. First and still the best.

A pesar que SKED se escribe con letras mayúsculas, no es un acrónimo. La palabra proviene de las palabras en inglés "Sled" (Trineo) y "Skid" (Deslizar). La idea inicial detrás de este producto era un trineo que deslizará sobre la mayor cantidad de diferentes superficies o terrenos posibles. Inicialmente, la SKED era utilizada como sistema de transporte de presas de caza hasta los campamentos. Desde entonces pasó por un periodo de transformación hasta ser un dispositivo para salvar vidas que es utilizado hasta el día de hoy a lo largo y ancho del planeta. Al igual que muchos productos icónicos, primeros en el mercado, La marca se ha dedicado a optimizarse. La SKED original. La Primera y hasta hoy la mejor.

When does the SKED stretcher need to be replaced?

Cómo se debe reemplazar la Camilla SKED?

We have no time limit on when the SKED needs to be replaced because different rescue professionals use it in different ways for different lengths of time. If there is any damage to your stretcher please reevaluate if you should be using it. If you have questions please call us at 800-770-SKED (7533).

No tenemos un periodo de caducidad para reemplazar la Camilla SKED. Esto por cuanto diferentes profesionales en rescate la utilizan de diferentes formas y por diferentes periodos de tiempo. Si existe señal de daño serio en su camilla por favor reevalúe si debería continuar utilizándola. Si tiene alguna consulta por favor consultenos al 800-770-SKED (7533)

What should I do if my SKED is missing a grommet?

Qué debo hacer si le falta un ojete a mi SKED?

SKEDCO uses two grommets that are found at any local hardware store. There are two different sizes: the smaller grommet is a size 3 and the larger is a size 5.

SKEDCO utiliza dos tamaños de ojete que se pueden encontrar en depósito de materiales local. El ojete pequeño es número 3 y el grande es número 5.

What should I do if the straps on my SKED are starting to fray?

Qué debo hacer si alguna de las fajas se deterioran?

We have replaceable straps - the **SK-208c**. The SKED-EVAC Aluminum Side Release Buckle Conversion Kit features Austrian made Skedco/Cobra side release buckles. These buckles are dependable and strong enough to meet the needs of securing a patient into a SKED stretcher without the danger of breaking the buckle. Please go to the product description page for more information.

Contamos con el conjunto de fajas de repuesto SK-208c. Las hebillas de aluminio han sido reemplazadas por el sistema Austriaco Skedco/Cobra. Este tipo de conectores son confiables y de alta resistencia como para asegurar al paciente a la camilla sin temor de que se puedan quebrar. Favor ingresar a nuestra página de descripción de productos para mayor información.

NOTE: We do not sell the buckles that originally come with the SKED because they need to be sewn onto the unit. If you would like to have the same buckles you will need to purchase a new SKED.

NOTA: No vendemos las hebillas tradicionales ya que estas vienen originalmente cosidas a la SKED. Si desea utilizar ese tipo de hebillas tendría que adquirir una nueva camilla.

What is the SKED's maximum weight allowance? Cuál es el máximo peso permitido sobre una SKED?

The most the SKED has ever carried is a 1300 lb individual. Please read the entire story found in the **SK-200-OR** product description page under "Heavy Duty". How much weight can you hoist with *your* SKED?

El peso máximo registrado sobre una SKED es de 1300 lbs. Favor leer la historia utilizando una SK-200-OR. Descripción de producto título "Heavy Duty". Cuanto peso puede levantar o soportar la SKED?

What are the measurements of the SKED? Cuáles son las dimensiones de la SKED?

Rolled into a Cordura back pack: 9 inch diameter x 36 inch length Laid out flat: 3 feet x 8 feet

Arrollada en su bolso de "Cordura": 9 in. (22,86cm) de diámetro x 36 in.(91,44cm) de largo. Extendida 3 ft. de ancho (91,44cm) x 8 pies (243,84cm) de largo.

What is the temperature range? Cuál es el rango de temperature que soporta?

The SKED plastic begins to melt between 450 degrees F and 500 degrees F. You can also use it down to negative 120 degrees F without becoming brittle.

El plástico de la SKED comienza a derretirse entre 450°F (232,22°C) y 500°F (260°C). La temperatura más baja antes de volverse quebradiza es de -120°F (-84,4°C).

Do your free instructional videos come in different languages? Tienen los videos de instrucción en otros idiomas?

No. However, they are designed to show the customer how to use the SKED so it would be beneficial to anyone viewing the video.

En éste momento solo están disponibles en inglés. Sin embargo, están diseñados para demostrarle al consumidor cómo utilizarla y son igualmente beneficiosos de observar.